

BILA PERLU *SCRUB THE HUB.. ??*

**Sebelum pemberian ubatan iv, cecair, flushes
atau pengambilan darah.**



Putar dan scrub the hub dengan
gerakan 30 twist (back & forth) seperti
memerah buah lemon selama 15 saat
pada seluruh permukaan hub.

Duration of scrubbing : 15 seconds + Duration of drying : 15 seconds = **30** seconds

Langkah-langkah

Lakukan *hand hygiene*
seperti garis panduan
KKM



Memakai
sarung tangan



Sediakan alcohol pad @ 2%
chlorhexidine with 70%
alcohol dan stopper



Pastikan tarikh kemasukan
cannula tidak melebihi 3 hari dan
tiada simptom thrombophlebitis

Scrub stopper dengan
putaran 30 twist (back &
forth) selama 15 saat
sebelum buka stopper



Ulangi scrub the hub
menggunakan alcohol pad baru
dan biarkan kering selama 15
saat sebelum mengakses
intravena

Tanggalkan sarung
tangan dan lakukan hand
hygiene



Scrub the hub cannula selama 15
saat selepas mengakses intravena
menggunakan alcohol pad baru dan
tutup dengan stopper baru



19/1/2026

DR SITI ROHANI BINTI ABDUL HADI
NO MPM: 43109, NO NSR: 133124
Ketua Unit Kawalan Infeksi
& Pakar Perunding Patologi UD15
(Mikrobiologi Perubatan)
Hospital Sultanah Bahiyah
Alor Setar, Kedah